

# SOS-звонок

Дорогой пользователь, если ты:



Плохо себя чувствуешь



Нуждаешься в помощи



Находишься в опасности

## ТОГДА НАЖМИ И ЗАДЕРЖИ SOS-КНОПКУ

### Что произойдет дальше?

1. Услышишь звуковой сигнал "Отправка SOS-сообщения".
2. SOS-кнопка станет **красного цвета**.
3. Будет установлена голосовая связь с сиделкой.

В случае, если ты не слышишь "Отправка SOS-сообщения" и не видишь красного цвета, нажми и удержи SOS-кнопку еще раз.






### ПОМНИ:

Тревожную кнопку необходимо носить постоянно. Снимай её только во время похода в душ или для зарядки.

### Световая и звуковая сигнализация тревожной кнопки

Помни, что тревожная кнопка генерирует световые и звуковые сигналы в зависимости от текущего состояния.

-  Мигающий зеленый свет указывает на то, что устройство работает нормально.
-  Мигающий красный свет указывает на низкий заряд батареи
-  Постоянный красный свет указывает на то, что SOS-кнопка активирована.

### Ответ на вызов по тревожной кнопке

Если SOS-кнопка станет белой и устройство издаст мелодичный сигнал, это означает, что вам звонит сиделка.

Чтобы ответить на звонок, удерживайте SOS-кнопку до тех пор, пока не исчезнет белый индикатор и не прекратится мелодия, затем вы можете говорить



**Прежде чем сообщить о неисправности, проверьте:**

чистые ли датчики у тревожной кнопки • работает ли кнопка корректно во время зарядки • правильно ли кнопка реагирует на экстренные вызовы

# Инструкция по зарядке

## 1. Собери зарядное устройство и подключи его.

- подключи USB-кабель к зарядному устройству
- Отверстие USB находится на боковой стороне основания зарядного устройства.



## 2. Поместите тревожную кнопку на зарядное устройство.

- Индикатор в нижней части тревожной кнопки должен совпадать с индикатором на зарядном устройстве.



## 3. Зарядка

- Через 30 секунд кнопка SOS станет зелено-красной.
- зарядка занимает около 3 часов
- если ни один светодиод не загорится через 30 секунд, проверьте положение устройства еще раз
- если на тревожной кнопке нет светового сигнала, подождите примерно 20 минут, затем нажмите и удерживайте SOS-кнопку около 5 секунд — устройство должно включиться.



## 4. Тревожная кнопка заряжена

- устройство сообщит вам, когда аккумулятор полностью заряжен, с помощью голосовой подсказки «аккумулятор полностью заряжен».
- SOS-кнопка станет зеленой.



## 5. Тревожная кнопка готова к использованию

- снимите тревожную кнопку с зарядного устройства, теперь она готова к использованию
- если устройство очень теплое, подождите немного, прежде чем надеть его